

# INFUSION & TRANSFUSION

» Katalog-Version IT01/2007



**AUF WUNSCH KONFIGURIEREN  
WIR INDIVIDUELLE SETS!**  
FRAGEN SIE EINFACH IHREN AUSSENDIENST-MITARBEITER.

## FILTERTECHNIK

### FÜR DIE INFUSION & TRANSFUSION

In dieser Broschüre finden Sie eine Auswahl an Produkten für die Infusions- und Transfusionstechnik.

Informieren Sie sich zum Beispiel über Filterkonzepte auch für die Pädiatrie oder über Komplettlösungen für die Transfusion. Unsere Stärke liegt in der Versorgung mit Produkten, die speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Gern beliefern wir Sie mit Sonderanfertigungen - auch in kleinen Stückzahlen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!



INFUSION

TRANSFUSION

ZUBEHÖR

#### INFUSION

- » Air-Spikes
- » Verbindungsleitungen
- » Hahnbank-Sets
- » Infusionsflachfilter für:  
Pädiatrie, Fettlösungen,  
Intensivtherapie und  
die Epidural-Anästhesie
- » ab Seite 02

#### TRANSFUSION

- » Transfusionsleitungen
- » Transfusionsfilter für  
die Pädiatrie
- » Transfusionsbestecke
- » ab Seite 06

#### ZUBEHÖR

- » Perfusionsbestecke
- » Überleitungschanülen
- » Seite 08



PRODUKTION & VERTRIEB MEDIZINISCH-TECHNISCHER PRODUKTE

Industriestrasse 11 › 36199 Rotenburg an der Fulda › Telefon: +49 (0) 6623-9231-0 › Telefax: +49 (0) 6623-9231-10  
E-Mail: [info@hvm-medical.com](mailto:info@hvm-medical.com) › Internet: [www.hvm-medical.com](http://www.hvm-medical.com)



### HYDRO-SPIKE PLUS GRÜN AIR-SPIKE MIT BAKTERIENFILTER 0,1 µm

- » **Sicherer und handlicher Flüssigkeitsentnahmespike** zur Entnahme von Flüssigkeiten aus Vorratsflaschen
- » **Bakterienfreie Belüftung** durch hydrophoben Bakterienfilter 0,1 µm
- » Schlanker, kurzer Einstichdorn für **müheloses Durchstechen** auch stärkerer Stopfen
- » Einfaches Öffnen und Verschließen **mit nur einer Hand** durch zentral zum Dorn angeordneten Griff
- » **Sehr gutes Aufziehverhalten** und einfache Handhabung durch ergonomisches Design
- » Leichtgängiges Entnehmen und Zuspritzen und **zuverlässiger Kontaminationsschutz** durch Schutzklappdeckel
- » **Luer-Lock-Anschluss**, PVC- und latexfrei, steril verpackt



<b>HYDRO-SPIKE PLUS GRÜN</b>
Art.-Nr.
4020

### HYDRO-SPIKE PLUS BLAU AIR-SPIKE MIT BAKTERIENFILTER 0,1 µm UND PARTIKELFILTER 5-µm

- » Bietet die gleichen Vorteile **wie der Hydro-Spike Plus Grün**, jedoch **zusätzlich ausgestattet** mit einem zuverlässigen Schutz vor Partikeln bei der Entnahme durch einen **5-µm Partikelfilter**



<b>HYDRO-SPIKE PLUS BLAU</b>
Art.-Nr.
4011

### EPIFLOW FLACHFILTER FÜR DIE EPIDURAL-ANÄSTHESIE

- » **Filtermembrane 0,2 µm** und transparentes Gehäuse
- » Katheteransatz mit **Luer-Lock-Anschlüssen**
- » Material und Verpackung PVC-frei, steril verpackt



<b>EPIFLOW</b>
Art.-Nr.
5201

### ALPHAPHIL 25 INJEKTIONS-/ INFUSIONSFILTER

- » **Filtermembrane 0,2 µm** und transparentes Gehäuse
- » **Filterfläche 4,6 cm<sup>2</sup>**, Druckbeständigkeit bis **5 bar**
- » Material und Verpackung PVC-frei, steril verpackt, **Luer-Lock-Anschlüsse**



<b>ALPHAPHIL 25</b>
Art.-Nr.
5002





### INFIL-AIR INFUSIONSFLACHFILTER FÜR DIE INTENSIVTHERAPIE

- » **Hydrophile Filtermembrane 0,2 µm** zur Vermeidung partikulärer und bakterieller Kontamination
- » **Hydrophobe Filtermembrane 0,02 µm** für die zuverlässige Entlüftung
- » Material und Verpackung PVC-frei, steril verpackt
- » **Patientenseiter Anschluss** mit loser **Luer-Lock-Mutter** und proximalem weiblichen Luer-Lock-Anschluss



INFIL-AIR
Art.-Nr.
5225

### INFIL-AIR F INFUSIONSFLACHFILTER FÜR FETTLÖSUNGEN

- » **Hydrophile Filtermembrane 1,2 µm** zur Vermeidung partikulärer Kontamination
- » **Hydrophobe Filtermembrane 0,02 µm** für die zuverlässige Entlüftung
- » Material und Verpackung PVC-frei, steril verpackt
- » **Patientenseiter Anschluss** mit loser **Luer-Lock-Mutter**
- » proximalem weiblichen Luer-Lock-Anschluss



INFIL-AIR F
Art.-Nr.
5410

### MICRO-VERBINDUNGSLEITUNG, 25 CM FÜR PÄDIATRIE UND PLEXUS-ANÄSTHESIE

- » Schlauchmaterial PVC-frei 1,0 x 2,0 mm, knickstabil, transparent und flexibel mit einem **geringen Restvolumen** von ca. 0,2 ml
- » Mit männlichem **Luer-Lock** Konus patientenseitig
- » Mit weiblichem **Luer-Lock** Konus



MICROLEITUNG LUER-LOCK
Art.-Nr.
8031

### MICRO-VERBINDUNGSLEITUNG FÜR PÄDIATRIE UND PLEXUS-ANÄSTHESIE

- » Bietet die gleichen Vorteile wie die **Micro-Verbindungsleitung 8031**, jedoch **ausgestattet** mit einem **25 cm Luer-Steck-Anschluss**



MICROLEITUNG LUER-STECK
Art.-Nr.
8026





**AUF WUNSCH KONFIGURIEREN  
WIR INDIVIDUELLE SETS!**  
FRAGEN SIE EINFACH IHREN AUSSDIENST-MITARBEITER.



**ALPHA-PAED TRANSFUSIONSFILTER**

- » Bluttransfusionsfilter in kleinem, transparenten Gehäuse **ohne Belüftung** und einer 40 µm Filtermembrane
- » Dieser Filter verfügt über ein **geringes Restvolumen** von ca. 5 ml
- » **Luer-Lock-Anschlüsse**
- » Material und Verpackung PVC-frei, einzeln steril verpackt



<b>ALPHA-PAED</b>
<b>Art.-Nr.</b>
6001

**ALPHA-PAED SET I**


- » Entnahmeset für Blutbeutel in der Pädiatrie mit Blutbeutelspitze und Bluttransfusionsfilter 6001
- » Bluttransfusionsfilter in kleinem, transparenten Gehäuse **ohne Belüftung** und einer 40 µm Filtermembrane
- » Dieser Filter verfügt über ein **geringes Restvolumen** von ca. 5 ml
- » Material und Verpackung PVC-frei, als Set steril verpackt
- » **Luer-Lock-Anschluss zur sicheren hygienischen Verbindung** des Alpha-Paed Set I mit der Pumpenspritze
- » **Abgerundete Blutbeutelspitze** mit kurzem Schlauch und integrierter Absperrklemme
- » **Keine Weichmacher (DEHP)**



<b>ALPHA-PAED SET I</b>
<b>Art.-Nr.</b>
6003

**ALPHA-PAED SET II**

- » Transfusionsleitung (**150 cm**) mit integriertem Transfusionsfilter
- » Bluttransfusionsfilter in kleinem, transparenten Gehäuse **ohne Belüftung** und einer 40 µm Filtermembrane
- » **Geringes Restvolumen** von ca. 5 ml
- » Material und Verpackung PVC-frei, als Set steril verpackt
- » **Weiblicher Luer-Lock-Anschluss zur sicheren hygienischen Verbindung** des Alpha-Paed Set II mit der Pumpenspritze
- » **PVC-freie Transfusionsleitung** mit männlicher, loser Lock-Mutter zum sicheren patientenseitigen Anschluss
- » **Keine Weichmacher (DEHP)**



<b>ALPHA-PAED SET II</b>
<b>Art.-Nr.</b>
6005



