

CHIRURGIE

Loops-Gefäß-Schlingen

- 10 x 2 Silikonbänder
- ovale Form
- aus Silikon
- glatte Oberfläche
- autoklavierbar
- röntgenpositiv
- Länge 45 cm

Mini 1,5 x 1,0 mm

- blau (Venen)
- rot (Arterien)
- weiß (Nerven)
- gelb (Ureter)

Maxi 2,5 x 1,0 mm

- blau (Venen)
- rot (Arterien)
- weiß (Nerven)
- gelb (Ureter)

Super 5,0 x 1,5 mm

- blau (Venen)

Artikelnummer

4-1210

4-1220

4-1230

4-1240


4-1110

4-1120

4-1130

4-1140

4-1000



CHIRURGIE

Pleura-Set "ARV"

Besteck zur Pleurapunktion bestehend aus:

- dünnwandige Punktionskanüle mit kurzem Schliff
- Verlängerungsschlauch
- 2-Wege Rückschlagventil zur einfachsten Sekretaspiration und Überleitung
- 50 ml Spritze, Luer-Lock
- 1,5 Liter Sekretbeutel
- Verkaufseinheit 75 Stück

Pleura-Set "DRW"

Besteck zur Pleurapunktion bestehend aus:

- dünnwandige Punktionskanüle mit kurzem Schliff
- Verlängerungsschlauch
- Dreiwegehahn
- 50 ml Spritze, Luer-Lock
- 1,5 Liter Sekretbeutel
- Verkaufseinheit 50 Stück

Artikelnummer

9232



250950

