

INFUSION & TRANSFUSION

» Katalog-Version IT01/2007



**AUF WUNSCH KONFIGURIEREN
WIR INDIVIDUELLE SETS!**
FRAGEN SIE EINFACH IHREN AUSSENDIENST-MITARBEITER.

FILTERTECHNIK

FÜR DIE INFUSION & TRANSFUSION

In dieser Broschüre finden Sie eine Auswahl an Produkten für die Infusions- und Transfusionstechnik.

Informieren Sie sich zum Beispiel über Filterkonzepte auch für die Pädiatrie oder über Komplettlösungen für die Transfusion. Unsere Stärke liegt in der Versorgung mit Produkten, die speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Gern beliefern wir Sie mit Sonderanfertigungen - auch in kleinen Stückzahlen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!



INFUSION

TRANSFUSION

ZUBEHÖR

INFUSION

- » Air-Spikes
- » Verbindungsleitungen
- » Hahnbank-Sets
- » Infusionsflachfilter für:
Pädiatrie, Fettlösungen,
Intensivtherapie und
die Epidural-Anästhesie
- » ab Seite 02

TRANSFUSION

- » Transfusionsleitungen
- » Transfusionsfilter für
die Pädiatrie
- » Transfusionsbestecke
- » ab Seite 06

ZUBEHÖR

- » Perfusionsbestecke
- » Überleitungschanülen
- » Seite 08



PRODUKTION & VERTRIEB MEDIZINISCH-TECHNISCHER PRODUKTE

Industriestrasse 11 › 36199 Rotenburg an der Fulda › Telefon: +49 (0) 6623-9231-0 › Telefax: +49 (0) 6623-9231-10
E-Mail: info@hvm-medical.com › Internet: www.hvm-medical.com



HYDRO-SPIKE PLUS GRÜN AIR-SPIKE MIT BAKTERIENFILTER 0,1 µm

- » **Sicherer und handlicher Flüssigkeitsentnahmespike** zur Entnahme von Flüssigkeiten aus Vorratsflaschen
- » **Bakterienfreie Belüftung** durch hydrophoben Bakterienfilter 0,1 µm
- » Schlanker, kurzer Einstichdorn für **müheloses Durchstechen** auch stärkerer Stopfen
- » Einfaches Öffnen und Verschließen **mit nur einer Hand** durch zentral zum Dorn angeordneten Griff
- » **Sehr gutes Aufziehverhalten** und einfache Handhabung durch ergonomisches Design
- » Leichtgängiges Entnehmen und Zuspritzen und **zuverlässiger Kontaminationsschutz** durch Schutzklappdeckel
- » **Luer-Lock-Anschluss**, PVC- und latexfrei, steril verpackt



HYDRO-SPIKE PLUS GRÜN
Art.-Nr.
4020

HYDRO-SPIKE PLUS BLAU AIR-SPIKE MIT BAKTERIENFILTER 0,1 µm UND PARTIKELFILTER 5-µm

- » Bietet die gleichen Vorteile **wie der Hydro-Spike Plus Grün**, jedoch **zusätzlich ausgestattet** mit einem zuverlässigen Schutz vor Partikeln bei der Entnahme durch einen **5-µm Partikelfilter**



HYDRO-SPIKE PLUS BLAU
Art.-Nr.
4011

EPIFLOW FLACHFILTER FÜR DIE EPIDURAL-ANÄSTHESIE

- » **Filtermembrane 0,2 µm** und transparentes Gehäuse
- » Katheteransatz mit **Luer-Lock-Anschlüssen**
- » Material und Verpackung PVC-frei, steril verpackt



EPIFLOW
Art.-Nr.
5201

ALPHAPHIL 25 INJEKTIONS-/ INFUSIONSFILTER

- » **Filtermembrane 0,2 µm** und transparentes Gehäuse
- » **Filterfläche 4,6 cm²**, Druckbeständigkeit bis **5 bar**
- » Material und Verpackung PVC-frei, steril verpackt, **Luer-Lock-Anschlüsse**



ALPHAPHIL 25
Art.-Nr.
5002



INFIL-AIR INFUSIONSFLACHFILTER FÜR DIE INTENSIVTHERAPIE

- » **Hydrophile Filtermembrane 0,2 µm** zur Vermeidung partikulärer und bakterieller Kontamination
- » **Hydrophobe Filtermembrane 0,02 µm** für die zuverlässige Entlüftung
- » Material und Verpackung PVC-frei, steril verpackt
- » **Patientenseiter Anschluss** mit loser **Luer-Lock-Mutter** und proximalem weiblichen Luer-Lock-Anschluss



INFIL-AIR
Art.-Nr.
5225

INFIL-AIR F INFUSIONSFLACHFILTER FÜR FETTLÖSUNGEN

- » **Hydrophile Filtermembrane 1,2 µm** zur Vermeidung partikulärer Kontamination
- » **Hydrophobe Filtermembrane 0,02 µm** für die zuverlässige Entlüftung
- » Material und Verpackung PVC-frei, steril verpackt
- » **Patientenseiter Anschluss** mit loser **Luer-Lock-Mutter**
- » proximalem weiblichen Luer-Lock-Anschluss



INFIL-AIR F
Art.-Nr.
5410

MICRO-VERBINDUNGSLEITUNG, 25 CM FÜR PÄDIATRIE UND PLEXUS-ANÄSTHESIE

- » Schlauchmaterial PVC-frei 1,0 x 2,0 mm, knickstabil, transparent und flexibel mit einem **geringen Restvolumen** von ca. 0,2 ml
- » Mit männlichem **Luer-Lock** Konus patientenseitig
- » Mit weiblichem **Luer-Lock** Konus



MICROLEITUNG LUER-LOCK
Art.-Nr.
8031

MICRO-VERBINDUNGSLEITUNG FÜR PÄDIATRIE UND PLEXUS-ANÄSTHESIE

- » Bietet die gleichen Vorteile wie die **Micro-Verbindungsleitung 8031**, jedoch **ausgestattet** mit einem **25 cm Luer-Steck-Anschluss**



MICROLEITUNG LUER-STECK
Art.-Nr.
8026



**AUF WUNSCH KONFIGURIEREN
WIR INDIVIDUELLE SETS!**
FRAGEN SIE EINFACH IHREN AUSSDIENST-MITARBEITER.



ALPHA-PAED TRANSFUSIONSFILTER

- » Bluttransfusionsfilter in kleinem, transparenten Gehäuse **ohne Belüftung** und einer 40 µm Filtermembrane
- » Dieser Filter verfügt über ein **geringes Restvolumen** von ca. 5 ml
- » **Luer-Lock-Anschlüsse**
- » Material und Verpackung PVC-frei, einzeln steril verpackt



ALPHA-PAED
Art.-Nr.
6001

ALPHA-PAED SET I

- » Entnahmeset für Blutbeutel in der Pädiatrie mit Blutbeutelspitze und Bluttransfusionsfilter 6001
- » Bluttransfusionsfilter in kleinem, transparenten Gehäuse **ohne Belüftung** und einer 40 µm Filtermembrane
- » Dieser Filter verfügt über ein **geringes Restvolumen** von ca. 5 ml
- » Material und Verpackung PVC-frei, als Set steril verpackt
- » **Luer-Lock-Anschluss zur sicheren hygienischen Verbindung** des Alpha-Paed Set I mit der Pumpenspritze
- » **Abgerundete Blutbeutelspitze** mit kurzem Schlauch und integrierter Absperrklemme
- » **Keine Weichmacher (DEHP)**



ALPHA-PAED SET I
Art.-Nr.
6003

ALPHA-PAED SET II

- » Transfusionsleitung (**150 cm**) mit integriertem Transfusionsfilter
- » Bluttransfusionsfilter in kleinem, transparenten Gehäuse **ohne Belüftung** und einer 40 µm Filtermembrane
- » **Geringes Restvolumen** von ca. 5 ml
- » Material und Verpackung PVC-frei, als Set steril verpackt
- » **Weiblicher Luer-Lock-Anschluss zur sicheren hygienischen Verbindung** des Alpha-Paed Set II mit der Pumpenspritze
- » **PVC-freie Transfusionsleitung** mit männlicher, loser Lock-Mutter zum sicheren patientenseitigen Anschluss
- » **Keine Weichmacher (DEHP)**



ALPHA-PAED SET II
Art.-Nr.
6005

