



# ***UROLOGIE 02***

## ***HOME CARE***

- ***Geschlossene Urindrainagesysteme***
- ***Urinbeinbeutel***
- ***Urin-Sekretbeutel***
- ***Beinbeutelstulpen***
- ***Haltesysteme Beinbeutel***
- ***Einbeinhosen***
- ***Katheterwechselset***
- ***Katheterventilsystem***



## UD 3 URINDRAINAGE-SYSTEM 120CM

### Beschreibung

- Geschlossenes Urindrainage-System
- Universeller Stufenkonnektor mit integrierter Probeentnahmestelle
- Tropfkammer mit optimierter bakteriendichter Belüftung und Membranrückschlagventil
- universelle Halterung zur sicheren Fixierung an allen gängigen Patientenbetten
- Mehrfachverwendung möglich
- Einhand-Ablassventil mit Einstecktasche
- belüfteter 2 Liter Urinauffangbeutel mit aufgedrucktem Feinmessbereich
- Schlauchlänge: 120 cm; steril.

### Artikelnummer

**087101**

PZN 07732798

Hilfsmittelnummer1  
5.25.07.0028



## EXEL 2500® Geschlossenes Urindrainage-System

### Beschreibung

- Stufenkonnektor mit integrierter Probenentnahme (Punktionsstelle)
- Tropfkammer (Pasteur'sche Kammer) mit **hydrophober, bakteriendichter Belüftung**
- **Rückschlag-Ventil**
- Hydrophobe Beutellentlüftung
- Bodenablasshahn mit Einsteckhalterung
- Universalhalterung mit **zusätzlichem** Befestigungsband und Tragegriff
- Erfüllt die in der ISO/DIN 8669-2 gestellten Anforderungen an ein Urindrainage-System der **neuesten Generation**
- **Schlauchklemme** direkt am System
- Die 110 cm Zuleitung ist mit einer Fixationsklammer versehen. Dadurch ist **kein Siphoneffekt** möglich.
- Sehr großes Beutelvolumen
- Sehr großes Beschriftungsfeld für Patientendaten

### Artikelnummer

**H90365E**

PZN 0727541

Hilfsmittelnummer

15.25.07.0023

### Abmessungen:

Schlauchlänge: 110 cm

Beutelvolumen: 2500 ml



## MONOFLO® HOMECARE 120 CM Geschlossenes Urindrainage-System

### Beschreibung

- Steriler Bettbeutel für geschlossenes System mit Rücklaufsperr
- 
- Für die häusliche Pflege und Altenhilfe
- Bis zu **14 Tagen** einsetzbar
- Hoher **Tragekomfort**
- Tropfkammer
- Ablaufventil
- mit Bettbeutelhalterung

### Artikelnummer

**2120**

PZN 02526605

Hilfsmittelnummer

15.25.07.0037

Abmessungen:

Schlauchlänge: 120 cm

Beutelvolumen: 2000 ml



## ZUBEHÖRSET FÜR KATHETERWECHSEL Mono-Flo Plus® CH16

### Beschreibung

#### Inhalt:

- 1 x sterile Arbeitsunterlage 60 x 75 cm
- 1 x graduierte Auffangschale
- 1 x Unterlegetuch, flüssigkeitsabweisend 47 x 55 cm
- 2 x Latexhandschuhe, puderfrei
- 1 x Pinzette
- 6 x Rodic-Tupfer, pflaumengroß;
- 1 x Glyco-Block-Spritze 10 ml zum Blocken (mit 10 % Glycerin-Anteil)
- 1 x Entblockerspritze 10 ml
- 8,5 g Cathejell Mono steriles Gleitmittel
- 40 ml Sanalind Dekontaminationslösung.
- 1 x 100% Silikon-Verweilkatheter mit steril konnektierenden MONO-FLO Plus Urindrainagesystem 90 cm
- 1 x MONO-FLO Plus 90 cm zum Wechseln nach spätestens 14 Tagen.


#### Artikelnummer

**10316**

**PZN:** 03106549

#### Hilfsmittelnummer:

15.99.99.0003



## URIN-/SEKRETBEUTEL 2,0 Liter Urin-/Sekretbeutel mit Ablasshahn, steril

### Beschreibung

- Universeller Stufenkonnektor
- Überleitungsschlauch 90 cm lang  
 ,Innendurchmesser:5 mm
- Anti-Reflux-Ventil
- Push-Pull Ablassventil
- Passend mit Beutel-Aufhängung

### Artikelnummer

**087155**

Schlauchlänge: 90 cm

Beutelvolumen: 2000 ml

PZN: 08406658

Hilfsmittelnummer

15.25.06.3003




## BEUTELAUFHÄNGUNG für Urin-, Sekret- und Wechselbeutel

### Beschreibung

- Zur sicheren Fixierung an allen gängigen Patientenbetten
- Pflegeleichter Kunststoff

### Artikelnummer

**087160**



## URIN-/SEKRETBEUTEL 1,5 Liter Urin-/Sekretbeutel mit Ablasshahn, steril

### Beschreibung

- Universeller Stufenkonnektor
- Überleitungsschlauch 90 cm lang  
 ,Innendurchmesser:5 mm
- Entsorgungs-Aufreißkante
- Passend mit Beutel-Aufhängung

### Artikelnummer

**087150**


Schlauchlänge: 90 cm

Beutelvolumen: 2000 ml

PZN: 08407209

Hilfsmittelnummer

15.99.99.0000




## BEUTELAUFHÄNGUNG für Urin-, Sekret- und Wechselbeutel

### Beschreibung

- Zur sicheren Fixierung an allen gängigen Patientenbetten
- Pflegeleichter Kunststoff

### Artikelnummer

**087160**



## MONOFLO® TAG & NACHT Geschlossenes Urindrainage-System

### Beschreibung

- Für den mobilen Katheterträger
- Kann bis zu **14 Tagen ohne Abstöpseln** getragen werden
- Hoher **Tragekomfort** durch weiche viskosebeflockte Innenseite
- Klett-Haltebänder extra erhältlich

### Artikelnummer

**5079**

**5081**

**5083**

PZN 4499781

Hilfsmittelnummer

15.25.07.1000

Abmessungen:

Schlauchlänge: 30 cm

Schlauchlänge: 60 cm

Schlauchlänge: 90 cm

Beutelvolumen: 1000 ml



### Beschreibung

**Klett- Haltebänder für MONO-FLO Tag & Nacht**

### Artikelnummer

**31377**





## KOMFORT-URINBEUTEL Urin-Beinbeutel Steril

### Beschreibung

- Steriler Beinbeutel mit Rückschlagventil und Ablasshahn
- Schlauchverbindung für nächtliche Dauerableitung
- Angenehmer Tragekomfort durch viskosebeflockte Rückseite
- Anti-Reflux-Ventil
- einfach zu bedienender Ablasshahn mit Übernacht-Konnektionsansatz
- Fixierung durch Klett-Haltebänder möglich

### Artikelnummer

**087170**

500 ml/ 10 cm

**087171**

500 ml/ 45 cm

PZN 08406693

Hilfsmittelnummer

15.25.05.3045



## INCARE BEINBEUTEL Urin-Beinbeutel Steril

### Beschreibung

- Steriler Beinbeutel mit Rücklaufsperre und Ablasshahn
- Tragezeit bis zu 3 Tagen
- Dieser Beinbeutel verfügt über einen abknicksicheren Ableitungsschlauch. Der breite Durchmesser sorgt für sicheren Abfluss, auch bei schwallartigem Harnabgang.
- Der Ableitungsschlauch ist aus Latex, sehr flexibel und mehrfach verwendbar.
- Die kürzbare Variante erlaubt eine individuelle Anpassung; die Schlauchlänge ist nahezu für alle Erwachsenen ausreichend.
- Stufenkegel mit geriffeltem Konus und individuell kürzbarem Schlauch
- Fixierung durch Klett-Haltebänder möglich

### Artikelnummer

**9621** 500 ml/ 10 cm

**9624** 500 ml/ 50 cm

**9631** 800 ml/ 10 cm  
(nur für Oberschenkelstulpe)

**9632** 800 ml/ 50 cm  
(nur für Oberschenkelstulpe)

PZN 0274789

Hilfsmittelnummer  
15.25.05.3037



## COMFORTFIX Einbeinhose für Urinbeutelträger

### Beschreibung

- Breiter, dehnbarer Taillebund
- Schadstofffreies, hautfreundliches Material
- Wahlweise links oder rechts tragbar
- Passend für alle handelsüblichen Beinbeutel
- Problemlose Beutelentleerung
- Waschbar (95°)
- In 4 Größen erhältlich

### Artikelnummer

**087180 (S)**

**087181 (L)**

**087182 (XL)**

**087183 (XXL)**

PZN: 04210912

Hilfsmittelnummer:

15.25.11.1035



## BEINBEUTELSTULPEN für den Oberschenkel

### Beschreibung

- Hoher Tragekomfort durch Vermeidung des direkten Kontaktes zwischen Haut und Beinbeutel
- Weiches, waschbares Baumwollmischgewebe mit garantiert hohem Tragekomfort
- Farbe weiss
- Passend für viele handelsübliche Beinbeutel
- Waschbar (95°)
- Sehr geeignet für Rollstuhlfahrer (Unterschenkelstulpe)

### Artikelnummer

**9647** 54 cm (S)

**9648** 58 cm (M)

**9649** 61 cm (L)



## BEINBEUTELSTULPEN für den Unterschenkel

### Artikelnummer

**9633** 32 cm (S)

**9634** 35 cm (M)

**9635** 37 cm (L)



## KLETT-HALTEBÄNDER für Urin-, Sekret- und Wechselbeutel

### Beschreibung

- Klett-Haltebänder für Mono-Flo®  
Tag & Nacht

### Artikelnummer

**31377**



### Beschreibung

- Klett-Haltebänder für Komfort-  
Urinbeutel

### Artikelnummer

**087175**


Länge: 33 - 51 cm (S)

**087176**

Länge: 43 - 58 cm (M)

**087177**

Länge: 53 - 76 cm (L)



### Beschreibung

- Klett-Haltebänder für Incare  
Beinbeutel

### Artikelnummer

**9660**

Länge: 35 cm (XS)

**9661**

Länge: 38 cm (S)

**9662**

Länge: 49 cm (M)

**9663**

Länge: 56 cm (L)



## KATHETERWECHSELSET Dauerkatheter

### Beschreibung

#### Inhalt:

- 1 x Uroblock Füllmedium 10 ml
- 1 x Urin-Auffangschale
- 1 x Tupferschale
- 4 x Mulltupfer pflaumengroß;
- 2 x Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm 8-fach
- 1 x Pinzette
- 2 x Handschuhe Latex, puderfrei, large
- 1 x Lochschlitztuch 80 x 45 cm
- 1 x Einschlagtuch 80 x 45 cm
- 1 x sterile Luer-Einmal-Spritze 10 ml, Latex- und PVC-frei
- 1 x Sterilisationstüte. Beipack. 1 x Octenisept 15 ml
- 1 x Katheter-Gleitgel 5 ml

#### Artikelnummer

**22399005**

**PZN:** 1753061

#### Hilfsmittelnummer:

15.99.99.0006



## BLASENSPRITZE 60 ml

### Beschreibung

60 ml für die Blasenspülung

Artikelnummer

**S 21008**



### Beschreibung

## BLOCKERSPRITZE 10 ml

10 ml – mit 10%iger Glycerinlösung

Artikelnummer

**089702**



## CAREVENT DUO® Katheterventilsystem für Blasendauerkatheter

### Beschreibung

- Einhandbedienung
- **Kein Nachtropfen von Urin durch patentierten Ventilverschluss**
- Farblich gekennzeichnete Bedienungselemente
- Passend für **alle Blasenkatheeter** und einfache Desinfektions-Möglichkeit
- Arretierung für nächtliche Dauerableitung
- Einfacher Anschluss an alle gängigen Urindrainagesysteme durch Schlauchverbindung

### Artikelnummer

**089801**

PZN: 1914676

Hilfsmittelnummer

15.25.16.0.019



**Zuverlässiger  
Tropfschutz**



## KONDOMURINAL SIL 32 MM

### Beschreibung

- Die selbsthaftenden Silikon-Kondom-Urinale lösen keine Allergien aus, sind atmungsaktiv und leicht anzuwenden.
- Die hautfreundliche Klebebeschichtung haftet sicher und zuverlässig.
- Alle Ausführungen sind aus transparentem, reinem Silikon.
- Normale Haftfläche; für den konventionellen Gebrauch; Größe: 30 - 35 mm.


### Artikelnummer

**492032**

PZN: 00891921

Hilfsmittelnummer

15.25.04.7-006



REF	PZN	Größen
4920-25	08747454	20-25 mm
4920-29	00891915	25-30 mm
4920-32	00891921	30-35 mm
4920-36	00891938	35-40 mm