


**medax**

# VERESS NEEDLE

**SPEZIALNADEL FÜR PARAZENTESE- UND THORAKENTESE-  
VERFAHREN UND GASINSUFFLATION VOR DER  
LAPAROSKOPIE**



**Spezialnadel für Parazentese, Thorakozenese und Gasinsufflation vor der Laparoskopie.**

- Interne Rückzugskanüle mit offener oder abgerundeter Spitze.
- Ultradünne Nadelwände erleichtern den Flüssigkeitsfluss.
- System zur Einstellung der Eindringtiefe.
- Gut sichtbare Penetrationsanzeige für sicheres Einführen.
- Erhältlich mit oder ohne Hahn und mit 3-Wege-Hahn.
- Erhältlich mit verschiedenen Fenstertypen.
- Zentimetermarkierungen und Schiebepstopper.
- Sterilisiert durch ETO, Haltbarkeit 5 Jahre.



Exklusivhändler

**HVM Medical Products GmbH**

Industriestraße 11, D-36199 Rotenburg a.d. Fulda,

Tel.: +49 (0) 6623/9231-0 Fax: +49 (0) 6623/9231-10

E-Mail: [info@hvm-medical.com](mailto:info@hvm-medical.com)

**medax**  
medical devices

Your partner in Biopsy and Special Needles

# VERESS NEEDLE

## SPEZIALNADEL FÜR PARAZENTESE-, THORAKENTESE-VERFAHREN UND GASINSUFFLATION VOR DER LAPAROSKOPIE

GAUGE	LÄNGE (MM)		
14	100	120	150
15	100	120	150
16	100	120	150

Verschiedene Größen auf Anfrage

### Bestellinformationen:

VERESS-NADEL OHNE HAHN,  
OFFENE SPITZE, INNERE UND ÄUSSERE KANÜLE MIT FENSTER

V R GAUGE LENGTH - 0 0

VERESS-NADEL MIT HAHN,  
OFFENE SPITZE, INNERE UND ÄUSSERE KANÜLE MIT FENSTER

V R GAUGE LENGTH - 1 0

VERESS-NADEL MIT 3-WEGE-HAHN,  
OFFENE SPITZE, INNERE UND ÄUSSERE KANÜLE MIT FENSTER

V R GAUGE LENGTH - 2 0

VERESS-NADEL OHNE HAHN,  
GESCHLOSSENE SPITZE, 2 FENSTER AN DER INNENKANÜLE

V R GAUGE LENGTH - 0 1

VERESS-NADEL MIT HAHN,  
GESCHLOSSENE SPITZE, 2 FENSTER AN DER INNENKANÜLE

V R GAUGE LENGTH - 1 1

VERESS-NADEL MIT 3-WEGE-HAHN, GESCHLOSSENE SPITZE, 2 FENSTER AN DER INNENKANÜLE

V R GAUGE LENGTH - 2 1

VERESS-NADEL OHNE HAHN,  
GESCHLOSSENE SPITZE, 3 FENSTER AN DER INNENKANÜLE

V R GAUGE LENGTH - 0 2

VERESS-NADEL MIT HAHN,  
GESCHLOSSENE SPITZE, 3 FENSTER AN DER INNENKANÜLE

V R GAUGE LENGTH - 1 2

VERESS-NADEL MIT 3-WEGE-HAHN, GESCHLOSSENE SPITZE, 3 FENSTER AN DER INNENKANÜLE

V R GAUGE LENGTH - 2 2

Einzelkarton: 20 Stk..

**Medax Srl Unipersonale**

Headquarters: Via S. Pertini, 4 • 41039 • San Possidonio (MO) • Italy

Medax's quality management system is certified to ISO 13485: 2016 standards.  
In accordance with the requirements of the medical device 93/42/EEC directive and its relevant updates.  
All products undergo intensive clinical testing and are fully EC and FDA approved.



**medax**

**TORASET**

**SET FÜR DIE THORAKOZENTESE**



- Thorakozenese-Set zur Aspiration von Pleuraexsudaten.
- Praktisches System mit Ventilen.
- Abfallbeutel mit Rückschlagventil und Ablasshahn.
- Erhältlich in verschiedenen Kit-Konfigurationen

Große Auswahl an Nadeln:

Trio aus 55 mm Nadeln in den Durchmessern 14 G, 16 G, 19 G;  
Trio aus 80 mm Nadeln in den Durchmessern 14 G, 16 G, 19 G;  
Veress-Nadel.

- Erhältlich in manueller Ausführung (TORASET) mit dichtem Verschluss
- 3-Wege-Absperrhahn am Verbindungsschlauch oder in der automatischen Version (TORAMATIC) mit 2 Einwegventilen am Verbindungsschlauch, um eine Rückfusion abgesaugter Flüssigkeiten in den Patienten zu verhindern.
- Sterilisiert durch ETO, Haltbarkeit 5 Jahre.



**medax**  
medical devices

Your partner in Biopsy and Special Needles

**medax**

# TORASET

## SET FÜR DIE THORAKENTESE

MODEL	NADEL	VERBINDUNG	SPRITZENKAPAZITÄT	BEUTELVOLUMEN	VERPACKUNG	VE
TORASET 1-55	Trio 55 mm	3- Wege Absperrhahn	60 ml	2 Ltr.	Beutel/Ventil/Spritze	50 Stk.
TORASET 1-80	Trio 80 mm	3- Wege Absperrhahn	60 ml	2 Ltr.	Beutel/Ventil/Spritze	50 Stk.
TORASET 1-VER	Veress100 mm	3- Wege Absperrhahn	60 ml	2 Ltr.	Beutel/Ventil/Spritze	50 Stk.
TORAMATIC 1-55	Trio 55 mm	2- Wege Absperrhahn	60 ml	2 Ltr.	Beutel/Ventil/Spritze	40 Stk.
TORAMATIC 1-80	Trio 80 mm	2- Wege Absperrhahn	60 ml	2 Ltr.	Beutel/Ventil/Spritze	40 Stk.
TORAMATIC1-VER	Veress100 mm	2- Wege Absperrhahn	60 ml	2 Ltr.	Beutel/Ventil/Spritze	40 Stk.

### Bestellinformationen:

TORASET 1-55

TR 5 5 2 0 0 - 0 0

TORASET 1-80

TR 8 0 2 0 0 - 0 0

TORASET 1-VER

TR 0 0 2 0 0 - 0 0

TORAMATIC 1-55

TR 5 5 2 0 0 - 1 0

TORAMATIC 1-80

TR 8 0 2 0 0 - 1 0

TORAMATIC 1-VER

TR 0 0 2 0 0 - 1 0

Einzelkarton: 40/50 Stk.



Exklusivhändler

**HVM Medical Products GmbH**

Industriestraße 11, D-36199 Rotenburg a.d. Fulda,

Tel.: +49 (0) 6623/9231-0 Fax: +49 (0) 6623/9231 -10

E-Mail: [info@hvm-medical.com](mailto:info@hvm-medical.com)**Medax Srl Unipersonale**

Medax's quality management system is certified to ISO 13485: 2016 standards.  
 In accordance with the requirements of the medical device 93/42/EEC directive and its relevant updates.  
 All products undergo intensive clinical testing and are fully EC and FDA approved.



**medax**

# PARASET

## SET FÜR PARAZENTESE



### Parazentese-Set zur Aspiration asketischer Flüssigkeit.

- Abfallbeutel mit Rückschlagventil und Ablasshahn.
- Farbige Kennzeichnung (entsprechend der Größe).
- Beutel in verschiedenen Kapazitäten: 2 Lt, 5 Lt, 8 Lt, 12 Lt.
- Große Auswahl an Nadeln:
- Trio aus 55 mm Nadeln in den Durchmessern 14 G, 16 G, 19 G;
- Trio aus 80 mm Nadeln in den Durchmessern 14 G, 16 G, 19 G;
- Veress-Nadel;
- I.V. Kanüle mit atraumatischer Spitze;
- Verbindungsschläuche mit 3-Wege-Hahn ausgestattet.
- Sterilisiert durch ETO, Haltbarkeit 5 Jahre.



Your partner in Biopsy and Special Needles

**medax**

# PARASET

## SET FÜR PARAZENTESE

### Bestellinformationen:

NADELN	FÜLLVERMÖGEN			
	2 lt	5 lt	8 lt	12 lt
Trio aus 55 mm Nadeln	PR55002-00	PR55005-00	PR55008-00	PR55012-00
Trio aus 80 mm Nadel	PR80002-00	PR80005-00	PR80008-00	PR80012-00
Veress Nadel	PR00002-00	PR00005-00	PR00008-00	PR00012-00
I.V. Einführnadel	PR51002-00	PR51005-00	PR51008-00	PR51012-00
Stk./VE	50	25	25	15



Exklusivhändler

**HVM Medical Products GmbH**

**Industriestraße 11, D-36199 Rotenburg a.d. Fulda,**

**Tel.: +49 (0) 6623/9231-0 Fax: +49 (0) 6623/9231-10**

**E-Mail: [info@hvm-medical.com](mailto:info@hvm-medical.com)**

**Medax Srl Unipersonale**

Medax's quality management system is certified to ISO 13485: 2016 standards.  
In accordance with the requirements of the medical device 93/42/EEC directive and its relevant updates.  
All products undergo intensive clinical testing and are fully EC and FDA approved.

